

## English

## LIMULUS AMEBOCYTE LYSATE

### PYROTELL®

### for the Detection and Quantitation of Gram Negative Bacterial Endotoxins (Lipopolysaccharides)

The *Limulus* amoebocyte lysate (LAL) test, when used according to U.S. Food and Drug Administration (FDA) guidelines (1), may be substituted for the U.S. Pharmacopoeia (USP) Pyrogen Test (rabbit fever) test for the end-product testing of "human injectable drugs (including biological products, animal injectable drugs, and medical devices)." The LAL test is recommended for endotoxin in reconstitution in production, including water and endotoxin-free water and for in-process monitoring of endotoxin levels. The USP Bacterial Endotoxins Test (2) is the official test referenced in specific USP monographs.

#### Summary of Test

*Limulus amoebocyte lysate* is an aqueous extract of blood cells (amoebocytes) from the horseshoe crab, *Limulus polyphemus*. The LAL test is performed by adding 0.1 mL reconstituted Pyrotell to 0.1 mL of the test specimen in a 10 x 75 mm depyrogenated, flint (soda lime) glass reaction tube. The reaction solution is mixed thoroughly and placed immediately in a dry block incubator or noncatalyzing water bath at 37 ± 1°C for 60 ± 2 minutes. At the end of the incubation period, the tube is removed from the incubator and inverted. If a gel has formed and remains intact in the bottom of the reaction tube after inversion of 180°, the test is positive; the concentration of endotoxin in the tube is greater than or equal to the sensitivity of the Pyrotell. Any other state of the reaction mixture constitutes a negative test indicating an endotoxin concentration less than the Pyrotell sensitivity. Even if a gel has formed but breaks or collapses upon inversion, the test is negative. The LAL test is rapid, specific, easy to perform, and highly sensitive. Pyrotell can detect as little as 0.03 Endotoxin Units (EU) per mL using the gel-clot technique.

#### History and Biologic Principle

Howell described the clotting of *Limulus* blood in 1885 (3). In the 1950's, Bang at the Marine Biological Laboratory, Woods Hole, Massachusetts, found gram negative bacteria causing Limus blood to clot (4). Levin and Bang later determined that the reaction is enzymatic and that the enzymes are located in granules in the amoebocytes (5). They showed that gelatin is initiated by a unique structural component of the bacterial cell wall called endotoxin or lipopolysaccharide (6). Current understanding is that the reaction leading to clot formation is a cascade of enzyme activation steps. While the complete reaction is not understood, the last step is well described. Clotting protein (coagulogen) is cleaved by activated clotting enzyme; the insoluble cleavage products coalesce by ionic interaction to form the gel matrix. More information about the LAL reaction and its applications is available in the literature (7, 8, 9).

#### Reagent

Pyrotell *Limulus* Amoebocyte Lysate (LAL) is available in lyophilized form in 2 and 5 mL vial fill sizes. Pyrotell contains only an aqueous extract of amoebocytes of *L. polyphemus*, 1.5% v/v of 25% human serum albumin (stabilizer), 3% NaCl, and other appropriate ions. No preservatives, buffers, or other ingredients had been added.

Associates of Cape Cod, Inc. offers individual lots of Pyrotell in sensitivities ranging from 0.03 to 0.5 EU/mL based on the USP Endotoxin Reference Standard (also referred to as the reference standard) and sensitivities ranging from 0.2 to 0.5 EU/mL. The lot sensitivity of the vial produces a firm gel-clot under standard conditions. The lot sensitivity, EU/mL, is printed on the vial and package labels. Specify the sensitivity desired when placing an order.

Use Pyrotell for in vitro diagnostic purposes only. Do not use it for the detection of endotoxemia. The toxicity of this reagent has not been determined; thus, caution should be exercised when handling Pyrotell.

#### Reconstitute Pyrotell as follows:

- Gently tap the vial of Pyrotell to cause loose LAL to fall to the bottom of the vial. Remove the crimp seal and break the vacuum by lifting the gey stopper. Do not contaminate the mouth of the vial. Do not inject through or reuse the stopper. A small amount of LAL left on the stopper will affect the test. Cover the vial with Parafilm M™ (American National Can™) when not in use.
- Reconstitute Pyrotell with LAL Reagent Water (LRW, see "Test Reagents") or compatible buffer (Associates of Cape Cod, Inc., Add 2.0 or 5.0 mL, as indicated on the vial label. The lyophilized LAL pellet will go into solution within a few minutes. Before use, gently mix the contents of the vial to ensure homogeneity. Mixing too vigorously may cause excessive foaming which can cause a loss of sensitivity.

#### Storage Conditions

Freeze-dried Pyrotell is relatively heat stable and, if kept refrigerated, will retain full activity through the expiration date on the vial label. Upon receipt, store the product at 20 to +4°C. Temperatures below -20°C shrink the reaction, leading to a loss of vacuum and possible contamination of Pyrotell. Temperatures in excess of 37°C can cause rapid deterioration of lyophilized Pyrotell as evidenced by loss of sensitivity and a distinct yellowing of the product. Pyrotell is shipped with cold packs in insulated containers to protect against high temperatures.

Reconstituted Pyrotell is usually clear and slightly opalescent. An occasional lot will exhibit a slight, uniform turbidity. The presence of small fibers or strands does not indicate contamination or activity; however, flocculent precipitation or a distinct yellow color does indicate deterioration.

Reconstituted Pyrotell is less stable than the freeze-dried product; vials can be held for up to 24 hours at 2 to 8°C. Reconstituted Pyrotell can be frozen once. The product will retain activity for three months if frozen immediately after reconstitution and held at or below -20°C. After thawing, the same visual criteria for quality are applied as for initial reconstitution.

#### Specimen Collection and Preparation

Specimens should be collected aseptically in non-pyrogenic containers. Reused, depyrogenated glassware or sterile, disposable, polystyrene plastics are recommended to minimize adsorption of endotoxin to container surfaces. Not all plastic containers are free of detectable endotoxin. Containers with a "sterile" label may interfere with the LAL test. Containers (selected randomly from a batch) may be rinsed with a small volume of LRW (room temperature for one hour) and the rinse tested as a specimen to determine whether or not the batch is acceptable.

The pH of the reaction mixture (sample added to Pyrotell) should be 6 to 8. Adjust the pH of the specimen with HCl or NaOH (free of detectable endotoxin) or compatible buffer. See #3 below. Do not adjust the pH of the specimen with LRW to normalities that will not lead to significant dilution of the test specimen when adjusted. Do not adjust the pH of unbuffered saline or water.

Substances that denature proteins, chelate cations, bind endotoxin or alter endotoxin hydrophobic state may interfere with the test. Interference may be detected as recovery of significantly more or less endotoxin than that expected when a known amount of standard endotoxin is added to the reaction mixture (see "Limitations of Procedure"). In most cases, dilution of the specimen will reduce the concentration and activity of interfering substances and still yield valid test results. Appropriate controls and dilution schemes are discussed under "Test Procedure."

Specimens should be tested as soon as possible after collection. It may be advisable to freeze a nonsterile specimen that will be stored or shipped before testing. Specimens expected to contain low concentrations of endotoxin (less than 1 EU/mL) should be tested for loss of endotoxin during storage.

### Test Procedure

#### Test Reagents

- Pyrotell* multitest vial (see description and method of reconstitution in section above).
- LRW*, not provided with Pyrotell; oder separately. Lyophilized Pyrotell must be reconstituted with water that shows no detectable endotoxin in the LAL test. Recommended sources include Associates of Cape Cod, Inc., or USP Sterile Water for Injection or Irrigation (WFI, without bacteriostat). The endotoxin limit for USP WFI is 0.25 EU/mL; therefore, WFI may be used for endotoxin-free water. The endotoxin limit for USP Water for Injection is 0.5 EU/mL. For LAL, reconstitute Pyrotell and make dilutions of standard endotoxin with the new lot of water to confirm the sensitivity of the Pyrotell. If the test sensitivity of the lot is confirmed and the negative control shows no increase in viscosity and no flocculent precipitation, the water is suitable for use. Use LRW to reconstitute Pyrotell and endotoxin standards and to dilute endotoxin standards and test specimens.
- Buffer*, not provided with Pyrotell, under separately if required. Pyrotell buffer (Cat# BR051 or BC354) or Glacushield™ buffer (Cat# GB651) can be used instead of LRW to reconstitute Pyrotell to help overcome a sample pH problem or interference from glucans.
- Standard Endotoxin*, not provided with Pyrotell; oder separately. Control Standard Endotoxin (CSE), obtained from Associates of Cape Cod, Inc., is used to confirm the sensitivity of Pyrotell, validate product, and prepare inhibition controls. Each vial contains a maximum weight of endotoxin (0.25 EU/mL Endotoxin Reference Standard may be obtained from the U.S. Pharmacopoeial Convention, Inc. Follow manufacturers' directions for reconstitution and storage of standard endotoxins. CSE lots may show different potencies (EU/mg) when tested with various lots of Pyrotell. Request a Certificate of Analysis for the potency of a CSE with a specified lot of Pyrotell.

#### Materials and Equipment (not provided)

- Baction tubes*, 10 x 75 mm, depyrogenated, flint (soda lime) glass (Cat# T9050). Some brands exhibit inhibitory properties with certain lots of Pyrotell. Depyrogenated tubes are available from Associates of Cape Cod, Inc.
- Noncatalyzing water bath* or dry block incubator (Cat# TH120) capable of maintaining 37 ± 1°C.
- Test tube*, racks to hold and/or incubate reaction tubes.
- Pipets*, automatic pipetters with pipet tips, or repeating pipetters with plastic syringe barrels. Sterile, disposable are recommended.

#### 5. *Parafilm M™* mixer.

6. *Parafilm M™*. The side in contact with the paper backing is normally nonpyrogenic.

7. *Nonpyrogenic test tubes* with adequate capacity for making dilutions of endotoxin standard or test specimen. See "Specimen Collection and Preparation" for other containers suitable for dilutions.

- Hot air oven* with 250°C capacity for depyrogenation of glassware. Commonly used minimum time and temperature settings are 30 minutes at 250°C (2, 1).

#### Controls

Controls are necessary to ensure a valid test. Recommended procedures are detailed by the FDA (1) and USP (2).

- Inhibition controls** may be used in the absence of a series of standard concentrations in certain circumstances. Refer to the FDA guideline (1) under "Routine Testing of Drugs by the LAL Test" for details. The positive control concentration should be 2x.
- Positive controls** may be used in the absence of a series of standard concentrations in certain circumstances. Refer to the FDA guideline (1) under "Routine Testing of Drugs by the LAL Test" for details. The positive control concentration should be 2x.
- Positive control products** are inhibition controls and consist of the specimen or dilution of specimen to which standard endotoxin is added. The final concentration of the added endotoxin to the test specimen should be 2x.

- Newest controls** should be included with each batch of specimens tested. During product validation or inhibition/enhancement testing (1, 2), the specimen used to dilute standard endotoxin is also treated as a negative control.

#### Specimen Preparation for Limits Test or Assay

Either dilute the specimen to the required concentration to perform a limits (pass/fail) test or perform an assay by testing a series of concentrations (examples of the two types of tests are given in "Results and Interpretation"). Dilutions may be made in test tubes and the test volume transferred to the reaction tubes, or dilutions may be made directly in the reaction tubes to leave the test volume, 0.1 mL, in each tube. The dilution tested for a limits test is determined from the sensitivity of the Pyrotell and the endotoxin limit for the specimen. Refer to "Limitations of Procedure" or to the FDA guideline (1) for explanation and calculation of Minimum Valid Concentration (MVC) and Maximum Valid Dilution (MVD).

#### Performing the Test

**Consistent technique** is necessary to obtain satisfactory results.

- Add 0.1 mL of reconstituted Pyrotell to each reaction tube containing 0.1 mL test specimen or control. Use a graduated (0.1 mL increments) pipet, or an automatic or repeating pipettor. Add Pyrotell to the negative control(s) first and from the lowest to highest concentration in each series where carryover may be a problem. A fresh pipet or pipettor tip is recommended for each entry into the Pyrotell vial. Shake the rack of tubes vigorously for 20 to 30 seconds to ensure thorough mixing. If there are only a few tubes, each may be vortex mixed for 1 to 2 seconds. Failure to mix adequately is a common cause of unsatisfactory tests.
- Place the reaction tubes in a 37 ± 1°C water or dry bath for 60 ± 2 minutes. The reaction begins when LAL is added to the test specimen but does not proceed at an optimum rate until the mixture reaches 37°C. If large numbers of specimens are tested in parallel, the tests should be batched and started at intervals that permit the reading of each within the time limit.
- Do not disturb the reaction tubes during the incubation period. The gel-forming reaction is delicate and may be irreversibly terminated if the tubes are handled, agitated or vibrated. Do not use a water bath with a stirrer or other source of vibration. Submerge tubes above the level of the reaction mixture but do not so deeply that they float or move about in the racks.
- Remove and read reaction tubes one at a time. Do not wipe the tubes dry or bump them against the side of the rack during removal. Invert the tube in one smooth motion, do not permit the half way in the inversion unless it is obvious that the gel has not formed. A positive test is indicated by the formation of a gel which does not collapse when the tube is inverted.

## Results and Interpretation

#### Example of Standard Endotoxin Series

Confirm the sensitivity of the Pyrotell and qualify the laboratory or technician by performing the LAL test on a series of known standard endotoxin concentrations (1, 2) that bracket the labeled sensitivity (i.e., 2x, λ, 0.5λ, and 0.25λ). For this example, the Pyrotell sensitivity (λ) is 0.25 EU/mL:

<i>Endotoxin Concentration</i>	<i>Test Result</i>
0.5 EU/mL (2x)	+
0.25 EU/mL (λ)	+
0.125 EU/mL (0.5λ)	+
0.06 EU/mL (0.25λ)	+
LRW (negative control)	–

The endpoint of this assay is defined as the least concentration of endotoxin to give a positive test. The labeled sensitivity of the Pyrotell is confirmed if the endpoint is λ, plus or minus a twofold dilution. In this example, the concentration of endotoxin in the last positive tube in the series is 0.25 EU/mL, or λ; therefore, the sensitivity is confirmed. The test would be valid (sensitivity confirmed) if the endpoint were 0.125 to 0.5 EU/mL (the error of the method). To show an endpoint of 0.125 EU/mL, the 0.06 EU/mL level must be present in the series and be negative.

When the endotoxin assay is replicated, sensitivity is expressed as the geometric mean (GM) of the individual sensitivities:

GM = antilog (Σe/F)

where Σe = sum of log endpoints, and F = number of replicate endpoints.

The **LRW negative control** should give a negative test. If the negative control clots, the LRW, glassware, or Pyrotell is contaminated. The mixture should be clear with no increase in viscosity. "Snowflake" or flocculent precipitation indicates an endotoxin concentration less than the Pyrotell sensitivity.

In the absence of the endotoxin series (1), a **positive control** may be included with the tests. The positive control at 2x is the 0.5 EU/mL level in the example above. If the positive control is negative, the Pyrotell sensitivity is less than twofold of the labeled sensitivity and the specimen test is invalid. Loss of sensitivity may mean the Pyrotell has deteriorated, the endotoxin lost potency (often because of adsorption to container surface), or the test has not been conducted properly.

#### Example of a Limits (Pass/Fail) Test

It is possible to test a specimen concentration with a given sensitivity of Pyrotell and have the result indicate whether or not the test specimen has more or less endotoxin than its limit. In this example, the specimen concentration is 1 mg/mL, and the desired or predetermined endotoxin limit for the specimen is 3 EU/mg (see "Limitations of Procedure"). The limit expressed in EU/mL is

(3 EU/mg) (1 mg/mL) = 3 EU/mL.

Is greater than the sensitivity of the Pyrotell, 0.25 EU/mL, so the specimen must be diluted to perform a pass/fail test. Determine the specimen dilution that will indicate a pass, < 3 EU/mL, or a fail, ≥ 3 EU/mL, by dividing the endotoxin limit in EU/mL by the sensitivity of the LAL:

3 EU/mL / 0.25 EU/mL = 12.

Combine one part specimen with 11 parts LRW to achieve the 1:12 dilution and the result will indicate whether the specimen passes the test at the 3 EU/mL limit. Positive product controls are included at the specimen dilution to rule out false negative results.

#### Example of a Specimen Assay

Endotoxin is quantified in an assay by finding the endpoint in a series of specimen dilutions. In the example below, the specimen is diluted with LRW and the dilutions in the table are tested: λ is 0.25 EU/mL. The results are scored as positive or negative.

<i>Specimen Dilution</i>	<i>Test Result</i>
undiluted	+
1:2	+
1:4	+
1:8	+
1:16	+
1:32	–
negative control	–

Conc. = (λ)/(4/1) = (0.25 EU/mL)/(4) = 1 EU/mL.

The concentration for replicate assays is expressed as the geometric mean.

A **positive product control** (specimen spiked with 2x standard endotoxin) must be present and used to rule out false negative results. If the positive product control is negative and the positive control is positive, the specimen is interfering with (inhibiting) the LAL test. The specimen should be retested at a greater dilution (not to exceed the MVD); see "Limitations of Procedure".

### Limitations of Procedure

The procedure is limited by the capacity of the specimen to inhibit or enhance the LAL test. If the procedure cannot be validated (1, 2) at a specimen concentration that is greater than the minimum valid concentration (MVC), then the LAL test cannot be substituted for the USP Pyrogen Test. The MVC is calculated as follows:

MVC = 



(
λ
)



{\displaystyle (\lambda )}

 (specimen dose)

(endotoxin tolerance limit)

where λ is 0.05 EU/mL, specimen dose is in units per kg body weight, and the endotoxin tolerance limit is in EU/kg.

The maximum valid dilution (MVD) is the specimen dilution containing the MVC (1). It is the initial specimen concentration divided by the MVC.

The endotoxin tolerance limit (1) is 0.2 EU/kg for drugs with an intrathecal route of administration and 5 EU/kg for all other parenterals. The limit for medical devices is expressed per mL of an extraction or rinse volume obtained as described in the FDA guideline (1). For devices that control temperature, the limit is 0.08 EU/mL for those that do not, it is 0.5 EU/mL. The limit for liquid devices is the same as that for drugs.

Trypsin will cause a false positive result unless denatured by heat treatment before testing. Materials such as blood, serum, and plasma should be treated to inactivate inhibitors prior to testing (12).

#### Expected Values

Endotoxin can be quantified if the concentration is greater than or equal to the Pyrotell sensitivity. Materials derived from biological sources, even after biochemical purification, may contain measurable levels of endotoxin. Water obtained by distillation, reverse osmosis, or ultrafiltration may contain less endotoxin than detectable as long as the purification process is operating correctly and the water is not contaminated after production.

#### Specific Performance Characteristics

The error of the gel-clot method is plus or minus a twofold dilution at the endpoint of the assay.

#### Bibliography

- Guideline on Validation of the Limulus Amoebocyte Lysate Test as an End-Product Endotoxin Test for Human and Animal Parenteral Drugs, Biological Products, and Medical Devices. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, December 1987.
- Bacterial Endotoxins Test, Current USP.
- Howell, W. H. 1885. Observations upon the chemical composition and coagulation of the blood of *Limulus polyphemus*, Callinectes hastatus, and *Cucumaria* sp. Johns Hopkins University Circular 43-4-5.
- Bang, E. B. 1953. The toxic effect of a marine bacterium on *Limulus* and the formation of blood clots. Biol. (Woods Hole) 3: 186-197.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1964. A description of cellular coagulation in the *Limulus*. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:337-345.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1964. The role of endotoxin in the extracellular coagulation of *Limulus* blood. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:265-274.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1968. Clottable protein in *Limulus*: its localization and kinetics of blood clots. Biol. (Woods Hole) 3: 186-197.
- Novitsky, T. J. 1984. Discovery to Commercialization: The blood of the horseshoe crab. Oceanus 27:13-18.
- Progress in Clinical and Biological Research Vol. 231, Detection of Bacterial Endotoxins with the Limulus Amoebocyte Lysate Test. 1987. Watson, S. W., J. Levin, and T. J. Novitsky (eds), Alan R. Liss, Inc., NY.
- Tsuji, K. and S. J. Harrison. 1978. Dry-heat destruction of lipopolysaccharide: Dry-heat destruction kinetics. Appl. Environ. Microbiol. 36:715.
- Bacterial Endotoxins Test, Current USP.
- Howell, W. H. 1885. Observations upon the chemical composition and coagulation of the blood of *Limulus polyphemus*, Callinectes hastatus, and *Cucumaria* sp. Johns Hopkins University Circular 43-4-5.
- Bang, E. B. 1953. The toxic effect of a marine bacterium on *Limulus* and the formation of blood clots. Biol. (Woods Hole) 3: 186-197.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1964. A description of cellular coagulation in the *Limulus*. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:337-345.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1964. The role of endotoxin in the extracellular coagulation of *Limulus* blood. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:265-274.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1968. Clottable protein in *Limulus*: its localization and kinetics of its formation. Biol. (Woods Hole) 3: 186-197.

- Progress in Clinical and Biological Research Vol. 231, Detection of Bacterial Endotoxins with the Limulus Amoebocyte Lysate Test. 1987. Watson, S. W., J. Levin, and T. J. Novitsky (eds), Alan R. Liss, Inc., NY.
- Novitsky, T. J. 1984. Discovery to Commercialization: The blood of the horseshoe crab. Oceanus 27:13-18.

Our experienced staff will be pleased to discuss the practical and theoretical aspects of the LAL test. Please call our technical support staff. We will replace any of our products that do not perform to product specifications you notify us before returning product.

## Français

## LYSAT D'AMOEBOCYTES DE LIMULE

### PYROTELL®

### pour la détection et la détermination quantitative d'endotoxines bactériennes à Gram négatif (lipopolysaccharides)

Lorsque l'essai sur lysat d'amoebocytes de limule (LAL) est effectué conformément aux directives de la FDA, il peut remplacer le test de dépistage des pyrogènes (de lapin) de la pharmacopée américaine lors d'essais sur produits finis de médicaments injectables aux humains (produits biologiques inclus), injectables aux animaux et de dispositifs médicaux... L'essai LAL, recommandé pour la quantification d'endotoxines sur les matières premières utilisées en production, doit être utilisé, et pour le contrôle en cours de fabrication des lots d'endotoxines. Le test d'endotoxines bactériennes de la pharmacopée américaine (2) est l'essai officiel mentionné dans certaines de ses monographies.

### Résumé du test

Le lysat d'amoebocytes de limule est un extrait aqueux provenant des cellules sanguines (amoebocytes) du crabe « en fer à cheval », *Limulus polyphemus*. L'essai LAL est exécuté en ajoutant 0,1 mL de Pyrotell reconstitué à l'échantillon dans un tube à réaction en verre (à base de chaux sodée), dépyrogéné de 10 x 75 mm. Mélanger la solution réactionnelle et la placer immédiatement dans un bloc chauffant ou un bain Marie sans turbulence à une température de 37 ± 1°C pendant 60 ± 2 minutes. À la fin de la période d'incubation, enlever le tube du milieu d'incubation et le retourner. Si un gel s'est formé et reste intact au fond du tube après renversement à 180°, le test est positif : la concentration d'endotoxines dans le tube est supérieure ou égale à la sensibilité du Pyrotell. Tout autre état du mélange réactionnel constitue un test négatif indiquant une concentration d'endotoxines inférieure à la sensibilité du Pyrotell. Même si un gel se forme, mais se brise ou retombe dans le tube, le test est négatif. L'essai LAL est rapide, spécifique, facile à exécuter et extrêmement sensible. Le Pyrotell est capable de détecter des quantités aussi infimes que 0,03 unités d'endotoxines (EU) par mL, pour la technique de gel-point final.

#### Matériel et équipement requis (non fournis)

- Tubes à réaction*, 10 x 75 mm, dépyrogénés, en verre (Cat# T9050) (à base de chaux sodée).
- Certains marqueurs ou dispositifs de mesure des propriétés intrinsèques avec certains lots de Pyrotell. Des tubes dépyrogénés sont disponibles auprès des Associates of Cape Cod, Inc.
- Bain Marie sans turbulence* ou bloc chauffant (Cat# TH120) capable de maintenir une température de 37 ± 1°C.

- Poirtor pour tenir* et/ou incuber les tubes à réaction.
- Pipettes*, pipettes automatiques à embout de prélèvement ou multipipettes avec seringue et pipette.
- Parafilm M™* pour le clot en contact avec le papier est généralement pyrogène.

- Tubes à essai pyrogènes* à contenance suffisante pour réaliser des dilutions d'éta lon d'endoxine ou d'échantillons les tubes à essai en verre de 18 x 150 mm à fermeture Morton en acier inoxydable sont pratiques et réutilisables. Consulter la section « Prélèvement d'échantillons et préparation » pour la liste des autres récipients utilisables pour les dilutions.

- Compteurs de sensibilité des dilutions et utilisation des volumes de pipette corrects afin d'augmenter au maximum la précision.
- Contrôles positifs**. Dans certaines circonstances, on peut utiliser des contrôles positifs en l'absence d'une gamme de concentrations éta lon. Pour de plus amples détails, consulter la directive de la FDA (1) à la section « Essais systématiques sur médicaments à l'aide de l'essai LAL ». La concentration du contrôle positif doit être 2x.

- Les contrôles de produit positifs** sont des contrôles d'inhibition et se composent de l'échantillon plus faible concentration à la plus élevée de la série de dilutions d'endotoxine. La concentration finale des endotoxines ajoutées dans l'échantillon doit être de 2x.

#### 2. Contrôles négatifs

Dès (s) contrôles(s) négatif(s) de LRW doivent être inclus avec chaque lot d'échantillons testés. Lors de la validation du produit ou des tests d'inhibition/activation (1, 2), traiter l'échantillon utilisé pour diluer l'éta lon d'endotoxine comme un contrôle négatif.

#### Préparation de l'échantillon pour le test ou l'essai limite

Diluer l'échantillon à la concentration requise en exécutant un test (succès/échec) ou effectuer un essai en testant une série de concentrations (des exemples de ces deux types de tests sont fournis à la section « Résultats et interprétation »). Effectuer les dilutions dans des tubes à essai et transférer le contenu de chaque tube dans des tubes à essai de dilution directs dans les tubes à réaction afin de faire le volume à tester (0,1 mL) dans chaque tube. La dilution testée pour un test limite est déterminée par la sensibilité du Pyrotell et la limite d'endotoxines pour l'échantillon. Consulter les « Limites de la méthode » ou la directive de la FDA (1) pour l'explication et le calcul de la concentration valide minimale et de la dilution valide maximale.

#### Exécution du test

On doit faire appel à une **technique cohérente** pour obtenir des résultats satisfaisants.
1. Ajouter 0,1 mL de Pyrotell reconstitué à chaque tube à dilution contenant 0,1 mL d'échantillon ou de contrôle. Employer une pipette graduée (graduations de 0,1 mL) ou une pipette automatique ou multipipette. Ajouter d'abord le Pyrotell aux contrôles(s) négatifs(s), en commençant par le plus faible concentration à la plus élevée de la série de dilutions. L'autocontamination peut être un problème. Utiliser une nouvelle pipette ou un nouvel embout de pipette pour chaque prélèvement dans le flacon de Pyrotell. Secouer vigoureusement le portoir pendant 20 à 30 secondes pour effectuer le mélange. S'il ne s'agit que de quelques tubes, ils peuvent être individuellement mélangés au vortex pendant à 1 à 2 secondes. Un mélange insuffisant est souvent la cause de résultats défectueux.

- Bang, E. B. 1953. The toxic effect of a marine bacterium on *Limulus* and the formation of blood clots. Biol. Bull. (Woods Hole, MA) 105:361-362.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1964. A description of cellular coagulation in the *Limulus*. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:337-345.

6. Levin, J., and F. B. Bang. 1964. The role of endotoxin in the extracellular coagulation of *Limulus* blood. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:265-274.

- Levin, J., and F. B. Bang. 1968. Clottable protein in *Limulus*: its localization and kinetics of its coagulation by endotoxin. *Thromb. Diath. Haemorrhol.* 19:186-197.
- Novitsky, T. J. 1984. Discovery to Commercialization: The blood of the horseshoe crab. Oceanus 27:13-18.

Our experienced staff will be pleased to discuss the practical and theoretical aspects of the LAL test. Please call our technical support staff. We will replace any of our products that do not perform to product specifications you notify us before returning product.

#### Conditions de stockage

Le Pyrotell lyophilisé est relativement thermostable et, s'il reste réfrigéré, il peut conserver son activité complète jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette du flacon. Dès réception, stocker le produit entre -20 et +4°C. Les températures inférieures à -20°C font rétracter le bouchon, ce qui entraîne une perte de vide et la contamination possible du Pyrotell. Les températures supérieures à 37°C peuvent provoquer une détérioration rapide du Pyrotell lyophilisé, ce qui se manifeste par une diminution de la sensibilité et un jaunissement caractéristique. Le Pyrotell est expédié entouré de pains réfrigérants dans un emballage thermiquement isolé pour le protéger des températures élevées.

Le Pyrotell reconstitué est généralement transparent et légèrement opalescent. Un lot peut parfois présenter une légère turbidité uniforme. La présence de petites fibres ou de fins réseaux de contamination et d'affecte pas sa activité ;

λ, dadurch ist die Empfindlichkeit bestätigt. Der Test wird gemäß (die Empfindlichkeit bestätigt), wenn der Endpunkt zwischen 0,125 und 0,5 EU/mL (per Gehlg der Methode) liegt. Um ein Endpunkt von 0,125 EU/mL anzuzeigen, muß der Gehak 0,06 EU/mL in der Serie vorhanden und negativ sein.

Bei Mehrfachbestimmungen wird die Empfindlichkeit als geometrischer Mittelwert (GM) der einzelnen Empfindlichkeiten ausgedrückt:

 
GM
=
Antilog
(
∑
C
e
)

/

f


{\displaystyle }

wobei Σe = Summe der Log-Endpunkte und f = Anzahl der Endpunkte bei Mehrfach bestimmungen.

Die LRW-**Negativkontrolle** sollte einen negativen Test ergeben. Wenn die Negativkontrolle gerinnt, sind LRW, Glasbehälter oder Pyrotell kontaminiert. Die Mischung sollte klar sein und keine erhöhte Viskosität zeigen. „Schneeflocken“ oder Ausfällung zeigen eine Endotoxin-Konzentration an, die geringer als die Pyrotell-Empfindlichkeit ist.

Ist keine Endotoxin-Reihe vorhanden (1), kann eine **Positivkontrolle** mitgeführt werden. Die Positivkontrolle zu 2, entspricht dem Gehak von 0,5 EU/mL im oben angeführten Beispiel. Fällt die Positivkontrolle negativ aus, ist die Pyrotell-Empfindlichkeit geringer als die doppelte gekennzeichnete Empfindlichkeit, und der Test der Probe ist ungültig. Ein Verlust der Empfindlichkeit kann darauf hindeuten, daß das Pyrotell zerfallen ist, das Endotoxin an Aktivität verlohren hat (oft aufgrund von Adsorption an die Behälteroberfläche) oder der Test nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

**Beispiel eines Grenzwert-Tests (Pass/Fall - Bestanden/Nicht bestanden)**

Es ist möglich, die Konzentration einer Probe durch die gegebene Empfindlichkeit von Pyrotell zu bestimmen. In diesem Beispiel wird die Probe mehr oder weniger Endotoxin enthält als ihr Grenzwert angibt. In diesem Beispiel beträgt die Konzentration der Probe 1 mg/mL und der gewünschte bzw. vorherbestimmte Endotoxin-Grenzwert für die Probe beträgt 3 EU/mg (siehe Abschnitt „Beschränkungen des Verfahrens“). Der Grenzwert, in EU/mL ausgedrückt,

 
(
3
E
U

/

m
g
)
(
1
m
g

/

m
L
)
=
3
E
U

/

m
L


{\displaystyle }

Ist höher als die Empfindlichkeit von Pyrotell, 0,25 EU/mL, weshalb die Probe verdünnt werden muß, damit ein Pass/Fall-Test durchgeführt werden kann. Die Verdünnung der Probe bestimmen, die ein „Bestanden“ (= 3 EU/mL) oder „Nicht bestanden“ (≥ 3 EU/mL) des Tests anzeigt, indem der Endotoxin-Grenzwert in EU/mL durch die Empfindlichkeit des LAL dividiert wird:

 
3
E
U

/

m
L
:
0.25
E
U

/

m
L
=
12


{\displaystyle }

Ein Teil Probe mit 11 Teilen LRW mischen, um eine Verdünnung von 1:12 ein erhalten, und den Test durchführen. Das Ergebnis zeigt an, ob die Probe den Test bei einem Grenzwert von 3 EU/mL besteht. Positive Produktkontrollen läßt man mit derselben Verdünnung wie die Probe mitlaufen, um falsch-negative Ergebnisse auszuschließen.

**Beispiel einer Probenanalyse**

Endotoxin wird bei einer Analyse quantifiziert, indem der Endpunkt in einer Serie von Probenverdünnungen bestimmt wird. Im folgenden Beispiel ist die Probe mit LRW verdünnt, und die Verdünnungen in der Tabelle werden getestet; i, ist 0,25 EU/mL. Die Ergebnisse werden als positiv oder negativ verzeichnet.

<i><b>Verdünnung der Untersuchungsprobe</b></i>	<i><b>Testergebnis</b></i>
unverdünt	+
1:2	+
1:4	+
1:8	-
1:16	-
1:32	-
Negativkontrolle	-

Um die Konzentration des Endotoxins in der Probe zu berechnen, die Pyrotell-Empfindlichkeit (λ) durch den Kehrwert der Verdünnung am Endpunkt dividieren:

 
K
o
n
z
.
=
(
λ

)

(
4

)

1


=
(
0.25
E
U

/

m
L
)
(
4
)
=
1
E
U

/

m
L


{\displaystyle }

Die Konzentration der Mehrfachbestimmungen wird als geometrischer Mittelwert ausgedrückt.

Eine **positive Produktkontrolle** (Untersuchungsprobe mit 2λ Standard-Endotoxin versetzt) muß vorhanden sein und positiv ausfallen, um falsch-negative Ergebnisse auszuschließen. Wenn die positive Produktkontrolle negativ und die Positivkontrolle positiv ist, stört (hemmt) die Probe den LAL-Test. Die Probe sollte auf einer höheren Verdünnung erneut getestet werden (die MVZ nicht überschreiten; siehe Abschnitt „Beschränkungen des Verfahrens“).

#### Beschränkungen des Verfahrens

Das Verfahren wird durch die Fähigkeit von Proben beschränkt, den LAL-Test zu hemmen oder zu verstärken. Wenn das Verfahren bei einer Probenkonzentration (MVD) oberhalb der minimal zulässigen Konzentration (MZK) nicht validiert werden kann (1, 2), kann der LAL-Test nicht als Ersatz für den USP-Pyrogenstest dienen. Die MZK wird folgendermaßen berechnet:

 
M
Z
K
=



(
λ

)

(
D
o
s
i
s
p
e
r
K
ö
r
p
e
r
g
e
w
i
c
h
t
)


E
n
d
o
t
o
x
i
n
-
T
o
l
e
r
a
n
z
g
r
e
n
z




{\displaystyle }

wobei λ in EU/mL, die Dosis in Einheiten pro Kg Körpergewicht und die Endotoxin-Toleranzgrenze in EU/Kg angegeben werden.

Die maximal zulässige Verdünnung (MZV) ist die Verdünnung der Probe, die die MZK (1) enthält. Dies ist die Ausgangskonzentration der Probe, dividiert durch die MZK.

Die Endotoxin-Toleranzgrenze (1) beträgt 0,2 EU/Kg für Arzneimittel, die intrathekal verabreicht werden, und 5 EU/Kg für alle anderen Parenteralia. Der Grenzwert für Endotoxinkontamination wird pro mL Extraktionsflüssigkeit oder Spülvolümen ausgedrückt, wie in der FDA-Richtlinie beschrieben (1). Bei Medizinprodukten, die mit Liquor cerebrospinalis in Kontakt kommen, beträgt der Grenzwert 0,06 EU/mL; für alle anderen Produkte beträgt der Grenzwert 0,5 EU/mL. Der Grenzwert für flüssige Medizinprodukte ist identisch mit dem für Arzneimittel.

Träpfer verursacht falsch-positive Ergebnisse, es sei denn, es wird vor dem Test durch Hitzbehandlung inaktiviert. Stoffe wie Blut, Serum und Plasma sollten vor dem Test behandelt werden, damit Inhibitoren inaktiviert werden (12).

#### Zu erwartende Werte

Endotoxin kann quantifiziert werden, wenn die Konzentration höher als oder gleich der Pyrotell-Empfindlichkeit ist. Aus biologischen Quellen gewonnen sollte können mehrere Endotoxinquanten entnommen, sogar nach einer biochemischen Reinigung. Wasser, das mit Hilfe von Destillation, Umkehrosmose oder Ultrafiltration gewonnen wurde, enthält u. U. weniger Endotoxin als festgelegt werden kann, solange der Reinigungsvorgang ordnungsgemäß durchgeführt und das Wasser nicht nach der Herstellung kontaminiert wird.

#### Charakteristische Methode

Die Fehlerbreite der Festgel-Charaktere beträgt plus oder minus einer zweifachen Verdünnung am Endpunkt der Analyse.

#### Bibliographie

- Guideline on Validation of the Limulus Amebocyte Lysate Test as an End-Product Endotoxin Test for Human and Animal Parenteral Drugs, Biological Products, and Medical Devices. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Food and Drug Administration, December 1987.
- Bacterial Endotoxins Test, USP 26 NF 21, 2003.
- Howell, W. H. 1985. Observations upon the chemical composition and coagulation of the blood of Limulus polyphemus, Callinectes hastatus, and Cucumaria sp. Johns Hopkins University Circular 434-5.
- Bang, F. B. 1953. The toxic effect of a marine bacterium on Limulus and the formation of blood clots. Biol Bull. (Woods Hole, MA) 105:361-362.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1964. A description of cellular coagulation in the Limulus. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:337-345.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1964. The role of endotoxin in the extracellular coagulation of Limulus blood. Bull. Johns Hopkins Hosp. 115:265-274.
- Levin, J., and F. B. Bang. 1966. Clottable protein in Limulus: its localization and kinetics of its coagulation by endotoxin. Thromb. Diath. Haemorrh. 19:186-197.
- Novitsky, T. J. 1984. Discovery to Commercialization: The blood of the horseshoe crab. Oceanus 27:13-18.
- Progress in Clinical and Biological Research Vol. 231, Detection of Bacterial Endotoxins with the Limulus Amebocyte Lysate Test. 1987. Watson, S. W., J. Levin, and T. J. Novitsky (Hrsg.), Alan R. Liss, Inc., NY.
- Tsuji, K. and S. J. Harrison. 1978. Dry-heat destruction of lipopolysaccharide: Dry-heat destruction kinetics. Appl. Environ. Microbiol. 36:715.
- Sweet, B. H. and J. F. Hussoll. Depyrogenation by dry heat, ch. 12, p. 101-108. Inc: Depyrogenation, Technical Report No. 7, 1985. Parenteral Drug Association, Inc., Philadelphia, PA.
- Gould, M. C. Endotoxin in vertebrate cell culture: Its measurement and significance, p. 125-136. In: Uses and Standardization of Vertebrate Cell Cultures. In Vitro Monograph number 5, 1984. Tissue Culture Association, Gaithersburg, MD.
- Esarey erfahrenen Mitarbeiter besprechen jene mit Ihnen der praktischen und theoretischen Aspekte des LAL-Tests. Bitte rufen Sie an, wenn bei der Benutzung von Pyrotell Schwierigkeiten auftreten. Wir leisten Ersatz für alle Produkte, die nicht den Produktpezifikationen entsprechen. Vor der Rücksendung des Produkts müssen wir jedoch informiert werden.

## Italiano

## LISATO DI AMEBOCITI DI LIMULUS

#### PYROTELL®

#### Fiala multitest

per il rilevamento e la quantificazione di endotossine batteriche Gram-negative (lipopolisaccaridi)

Il saggio del lisato di amebociti di *Limulus* (LAL, qualora utilizzato in conformità con le direttive (1) della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, può sostituire il saggio dei proigeni (test della febbre dei conigli), riconosciuto dalla Farmacopea Statunitense (USP), per testare prodotti finiti quali i "farmaci iniettabili non (o) inclusi i prodotti biologici, farmaci iniettabili negli animali e presidi medici". Il LAL test viene raccomandato per quantificare la presenza di endotossine nelle materie prime utilizzate in produzione, inclusa l'acqua, e per monitorare i livelli di endotossine in processo. L'esame delle endotossine batteriche (2) della Farmacopea Statunitense (USP Bacterial Endotoxins Test) è il test ufficiale di riferimento nelle monografie specifiche della Farmacopea Statunitense.

#### Riassunto del test

Il lisato di amebociti di *Limulus* è un estratto acquoso proveniente dalle cellule sanguigne (amebociti) del "granchio a ferro di cavallo", *Limulus polyphemus*. Il LAL test viene eseguito aggiungendo 0,1 mL di Pyrotell ricostituito a 0,1 mL di campione da esaminare all'interno di una provetta da saggio in vetro "flim" (sola calicca) da 10 a 75 mL, deprogenata. La soluzione reagente viene mescolata bene ogni posta immediatamente in un incubatore a secco, oppure in un bagno d'acqua a temperatura non superiore a 37 °C per 60 ± 2 minuti. Al termine del periodo di incubazione la provetta viene rimossa dall'incubatore e capovolta a 180°. Se sul fondo della provetta da saggio si forma del gel che rimane intatto dopo l'inversione di 180°, il test risulta essere positivo, quindi la concentrazione di endotossina presente nella provetta è maggiore o uguale alla sensibilità del Pyrotell. Se la miscela reagente appare in qualsiasi altro stato significa che il test è negativo e la concentrazione di endotossina è minore della sensibilità del Pyrotell. Anche quando il gel si forma, ma sempre o crolla durante l'inversione. Il test risulta essere negativo, il LAL test è rapido, specifico, facile da eseguire ed altamente sensibile. Utilizzando la tecnica di gelificazione, il Pyrotell può rilevare unita endotossiniche (Endotoxin Units o EU) in quantità piccole fino a 0,03/mL.

#### Storia e principio biologico

Howell descrisse la coagulazione del sangue del *Limulus* nel 1885 (3). Negli anni cinquanta, presso il laboratorio biologico marino di Woods Hole, nel Massachusetts, Bang scoprì che i batteri Gram -negativi provocavano la coagulazione del sangue di *Limulus* (4). Levin e Bang determinarono in seguito che la reazione è di tipo enzimatico e che gli enzimi sono situati nei granuli degli amebociti (5). Dimostrarono che la coagulazione viene iniziata da un componente strutturale unico, presente nella parete della cellula batterica: l'endotossina o lipopolisaccaride (LPS). Oggi si ritiene che la formazione del coagulo è il risultato di un complesso passaggio di attivazione degli enzimi. Nonostante si sia all'oscuro dell'intero ciclo della reazione, si è tuttavia in grado di descrivere minuziosamente l'ultimo passaggio. La proteina coagulante (coagulogeno) viene scissa dall'enzima coagulante attivato ed i prodotti insolubili della scissione si uniscono mediante una interazione ionica, andando a formare la matrice del gel. Ulteriori informazioni sul LAL test e sulle relative applicazioni sono disponibili in letteratura (7,8,9).

#### Reagente

Il lisato di amebociti di *Limulus* (LAL) Pyrotell viene confezionato in forma liofilizzata all'interno di fiale da 2 o 5 mL. Il Pyrotell contiene solamente un estratto acquoso di amebociti di *L. polyphemus* (1,5 % v/v) alibianchi sterili con un pH di 6,25, stabilizzato con 3 % di NaCl ed altri componenti adeguati. Non sono stati aggiunti conservanti, tamponi od altri ingredienti.

La casa produttrice Associates of Cape Cod, Inc. offre lotti individuali del Pyrotell con sieri liofilizzati comprese fra 0,03 e 0,5 EU/mL, in conformità alla USP Endotoxin Reference Standard (Endotossina Standard di Riferimento della Farmacopea Statunitense), nota anche come Reference Standard Endotoxin o RSE. La sensibilità λ, è dunque la concentrazione minima di RSE in grado di coagolare in modo compatto il gel in presenza di condizioni standard. La sensibilità λ, è espressa in termini di EU/mL, viene stampata sulle etichette della fiale e della confezione. Si prega di specificare la sensibilità desiderata al momento dell'ordinazione.

Utilizzare il Pyrotell solamente per eseguire esami diagnostici in vitro. Non utilizzare questo prodotto per rilevare l'endotossina. La tossicità di questo reagente non è stata ancora determinata, perciò occorre prestare attenzione quando si maneggia il Pyrotell.

#### Ricostituzione del Pyrotell

- Dare un colpo leggero alla fiala del Pyrotell di modo che il reagente LAL scenda sul fondo della fiala. Togliere la ghiera di alluminio ed eliminare il vuoto alzando leggermente il tappo grigio. Non continuare l'imboccatura della fiale né perforare il tappo o riutilizzare quest'ultimo. Una piccola quantità del LAL rimasta sul tappo non influirà sul test. Coprire la fiala con il parafilm "M"™ (fornicato dalla American National Can™) quando non viene usata.
- Ricostituire il Pyrotell con acqua per LAL. (LAL Reagent Water o LRW, vedi sotto) o con tampono compatibile (disponibile presso Associates of Cape Cod, Inc.). Aggiungere 2.0 ± 0.5 mL come indicato sull'etichetta della fiala. Il contenuto si disciolverà in pochi minuti. Prima dell'uso, mescolare con delicatezza il contenuto della fiala per garantire una certa omogeneità.

**Condizioni necessarie per la conservazione**

Il Pyrotell liofilizzato è relativamente stabile rispetto al calore e se, refrigerato, presenterà una reagitilità elevata fino alla data di scadenza presente sull'etichetta della fiala. Appena ricevuto il campione, conservarlo ad una temperatura compresa fra + 20 e +8°C. Le temperature inferiori a +20°C riducono le dimensioni del tappo, provocando una perdita del vuoto e l'eventuale contaminazione del Pyrotell. Al contrario, temperature superiori a 37°C possono deteriorare rapidamente il Pyrotell liofilizzato, comportando una perdita della sensibilità ed un'evidente colorazione giallastra del prodotto. Il Pyrotell viene spedito con mattonelle refrigerate all'interno di contenitori isolati, in grado di proteggere i prodotti da temperature eccessive.

Il Pyrotell ricostituito è in genere trasparente e leggermente opalescente. A volte certi lotti possono presentare un pH non uniforme. Diluire il campione clinico con HCl o NaOH con l'obiettivo non sia ad indicare l'eventuale contaminazione né influire sull'attività del campione. Una precipitazione flocculante oppure un neto colore giallo rappresentano una manifestazione del processo di deterioramento.

Il Pyrotell ricostituito è meno stabile del prodotto liofilizzato; le fiale possono essere conservate per 24 ore a una temperatura compresa fra 2 e 8°C. Il Pyrotell ricostituito può essere congelato una volta sola. Il prodotto sarà pienamente attivo per tre mesi se congelato immediatamente dopo la ricostituzione a una temperatura uguale o inferiore a -20°C. Una volta scongelato il prodotto, se ne determina la qualità utilizzando gli stessi criteri vivati che vengono applicati per la ricostituzione in acqua.

I campioni devono essere raccolti in modo asettico all'interno di contenitori apriogeni. Si raccomanda di utilizzare articoli di vetro già riutilizzati e deprogenati, o di polistirene sterile monouso, per minimizzare l'assorbimento di endotossina sulle superfici del contenitore. Non tutti i contenitori di plastica sono privi di endotossine percettibile ed alcune sostanze estraibili da alcuni tipi di materia plastica potrebbero interferire con il LAL test. I contenitori (selezionati in modo idoneizzato all'interno di un lotto) possono essere risciacquati con biclore o filamenti fini a raggiungere un livello accettabile che non comporti una diluizione considerevole del campione in esame una volta che è stato regolato. Non alterare il pH della soluzione salina priva di tampono o dell'acqua.

Sostanze che denaturano le proteine, rendono i cationi chelati, legano l'endotossina oppure alterano lo stato idrorepellente dell'endotossina, possono interferire con il risultato del test. E' possibile individuare una interferenza se si recupera una quantità considerevolmente maggiore o inferiore di endotossina rispetto al risultato di un campione di riferimento. Esaminare la quantità nota di endotossina standard (vedere la sezione "Limiti della procedura"). Nella maggior parte dei casi la diluizione del campione ridurrà la concentrazione e l'attività delle sostanze che interferiscono, garantendo tuttavia risultati validi del test. Controlli adeguati ed un metodo di diluizione vengono discussi nella sezione "Protocollo operativo".

I campioni raccolti devono essere sottoposti prima all'esame. Si consiglia di congelare i campioni non sterili che vengono sottoposti a specifici test. Esaminare i campioni che si ritiene contengano una bassa concentrazione di endotossina (inferiore a 1 EU/mL) ai fini di individuare una perdita di endotossina durante la conservazione.
**Protocollo operativo**

**Reagenti del test**

1. *Fiala multitest Pyrotell* (leggere la descrizione ed il metodo di ricostituzione descritto nella sezione sopra indicata).

2. *LRW* (acqua per LAL), da ordinare separatamente in quanto non viene fornita con il Pyrotell. Il Pyrotell deve essere ricostituito utilizzando l'acqua che non presenta endotossine percettibili al LAL test. Si raccomanda l'uso di acqua sterile prodotta da Associates of Cape Cod, Inc. oppure l'acqua sterile per iniezione o per irrigazione (Sterile Water for Injection or Irrigation o WFI) approvata dalla Farmacopea Statunitense, la quale è priva di batteriostatici. Il limite di endotossina nella WFI della Farmacopea Statunitense è di 0,25 EU/mL, perciò la WFI potrebbe presentare endotossine percettibili qualora testata con il Pyrotell maggiormente sensibile. Per determinare se un nuovo lotto di acqua presenti le stesse caratteristiche del LRW, occorre sottoporre il lotto di acqua a un test di ricostituzione del test. Esaminare il nuovo lotto di acqua, al fine di confermare la sensibilità del Pyrotell. Una volta che la sensibilità del lotto in esame viene confermata ed il controllo negativo indica la mancanza di

aiuto della viscosità e della precipitazione flocculante, l'acqua è pronta per l'uso. Utilizzare LRW sia per ricostituire il Pyrotell e le endotossine standard, che per diluire le endotossine standard ed i campioni da esaminare.

- Tampone*, da ordinare separatamente in quanto non viene fornito con il test. Il tampone Pyrosol (Cat# BR051 o BC554) o tampone Glucasiid™ (Cat# GR051) può sostituire l'acqua reagente per LAL per ricostituire il Pyrotell ed aiutare a superare problemi di pH nel campione oppure un'interferenza dal glucano.
- Endotossina standard* (Standard Endotoxin), da ordinare separatamente in quanto non viene fornita con il Pyrotell. L'endotossina standard di controllo (Control Standard Endotoxin o CSE), prodotta da Associates of Cape Cod, Inc. viene usata per confermare la sensibilità del Pyrotell, convalidare il prodotto e preparare i controlli di inibizione. Ogni fiala contiene un peso misurato di endotossina. L'endotossina standard di riferimento (Endotoxin Reference Standard) della Farmacopea Statunitense può essere ottenuta presso la U.S. Pharmaceutical Convention, Inc. Seguire le istruzioni del fabbricante per eseguire la ricostituzione e conservare le endotossine standard. I lotti di CSE possono presentare diverse attività (EU/mg) quando provate con diversi lotti di Pyrotell. Richiedere un certificato di analisi che confermi l'attività della CSE abbinata ad un lotto specifico di Pyrotell.

**Materiali ed apparecchiature (non inclusi)**

- Provette da saggio*, 10 x 75 mm, in vetro "flim" (Cat# TS505) (sola calicca), apriogene. Alcune marche sono caratterizzate da proprietà inibitorie qualora abbiniate ad alcuni lotti di Pyrotell. Le provette apriogene sono preparate da Associates of Cape Cod, Inc.
- Bagnomaria ad acqua non circolante*, oppure incubatore a secco (Cat# TH120), in grado di mantenere una temperatura di 37 ± 1°C.
- Supporti in grado di sostenere o incubare* le provette da saggio.
- Pipette*, micropipette con puntali, oppure pipettatore automatico a ripetizione per siringhe. Si raccomanda di utilizzare i puntali e la pipetta con i puntali sterili monouso.
- Agitatore vortex*.
- Parafilm "M"™*. Normalmente il tappo a contatto con lo strati di carta è apriogeno.
- Provette da saggio apriogene*, di capacità adeguata per consentire di effettuare le diluizioni dell'endotossina standard e dei campioni da esaminare (le provette di vetro da 18 x 150 mm con chiusura in acciaio inossidabile Morton sono riutilizzabili e convenienti). Vedere la sezione "Baccoli e preparazione dei campioni" per avere informazioni su altri contenitori adatti per le diluizioni.
- Stufe ad aria calda* da 250° per la deprogenazione degli articoli di vetro. Nell'uso comune, le minime impostazioni di tempo e temperatura sono 30 minuti a 250°C (2, 11).

**Controlli**

I controlli sono necessari al fine di accertare la validità di un esame. Le procedure consigliate sono elencate in modo dettagliato dalla FDA (1) e nella Farmacopea Statunitense (2).

- Controlli di endotossina**
  - Serie standard di endotossina.** Preparare quotidianamente una serie fresca di diluizioni dalla soluzione di endotossina ricostituita e conservata in frigorifero. Preparare una serie di diluizioni in modo tale che includa la sensibilità (λ) del Pyrotell. Le concentrazioni di 2λ, λ, 0,5λ e 0,25λ sono raccomandate per confermare la sensibilità del Pyrotell. Effettuare un numero ridotto di diluizioni dispensando volumi appropriati con pipette graduate alla fine di raggiungere la massima precisione.
  - In alcuni casi i **controlli positivi** possono essere utilizzati in assenza di una serie di concentrazioni standard. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle direttive della FDA (1) presenti nell'articolo "Routine Testing of Drugs by the LAL Test" (Esami di routine dei farmaci mediante LAL test). Le concentrazioni del controllo positivo devono essere di 2λ.
  - I **controlli positivi del prodotto** sono controlli di inibizione e sono costituiti dal campione o dalla diluizione del campione, al quale viene aggiunta l'endotossina standard. La concentrazione dell'endotossina aggiunta al campione deve essere 2λ.
- Controlli negativi**
  - I controlli di controllo negativi (acqua per LAL o LRW) devono essere inclusi nel test assieme a ciascun lotto di campione da testare. Durante la calibrazione del prodotto o in occasione del test di inibizione/attivazione (1,2) anche il campione usato per diluire l'endotossina standard viene trattato come un controllo negativo.

**Preparazione del campione per il saggio limite o per il test.**

Diluire il campione alle concentrazioni richieste per effettuare l'esame del saggio limite (accettato/respiro) o per eseguire un test esaminando una serie di concentrazioni (esempi dei due tipi di esami sono inclusi nella sezione "Risultati ed interpretazione"). Si possono preparare le diluizioni dei campioni nelle apposite provette ed in seguito trasferire il volume di miscela da esaminare nelle provette da saggio, altrimenti, le diluizioni possono essere eseguite direttamente nelle provette da saggio, lasciando in ciascuno un volume di 0,1 mL da esaminare. La diluizione testata nel saggio limite viene determinata attraverso la sensibilità del Pyrotell ed il limite endotossico del campione. Fare riferimento alla sezione "Limiti della procedura" oppure alle direttive della FDA (1) per ottenere spiegazioni e disporre di un calcolo della minima concentrazione valida (Minimum Valid Concentration o MVC) e della massima diluizione valida (Maximum Valid Dilution o MVD).

**Esecuzione del test**

- Per ottenere dei risultati soddisfaccienti occorre adottare una **tecnica adeguata**.
- Aggiungere 0,1 mL di Pyrotell ricostituito in ogni provetta da saggio contenente 0,1 mL di campione o di controllo. Utilizzare una pipetta graduate (con incrementi da 0,1 mL) oppure un pipettatore automatico a ripetizione, inizialmente, aggiungere il Pyrotell ai controlli negativi passando poi dalle concentrazioni più basse a quelle più alte in ciascuna serie di esami in cui i residui potrebbero rappresentare un problema. Si raccomanda l'uso di una pipetta o puntale nuovo per prelevare ogni volta dalla fiala Pyrotell. Aggiere vigorosamente il supporto che contiene le provette per una durata di 20-30 secondi per garantire un adeguato mescolamento. Se sono presenti solo poche provette, allora ciascuna di esse può essere agitata su vortex per 1-2 secondi. Una agitazione inadeguata è generalmente la causa più comune di risultati insoddisfaccienti.
- Incubare le provette da saggio a 37 ± 1°C in bagnomaria o in termostato a secco per 60 ± 2 minuti. La reazione inizia quando il componente LAL viene aggiunto al campione in esame, tuttavia non avviene in modo ottimale finché la miscela non raggiunge i 37°C. Se si esaminano molti campioni in parallelo, gli esami devono essere raggruppati in lotti ed iniziati con intervalli tali da permettere la completa reazione in ciascuno entro un certo limite di tempo.
- Non disturbare le provette da saggio durante il periodo di incubazione. Le reazioni che consistono nella formazione del gel è delicata e potrebbe venire interrotta se le provette venissero mescolate, agitate o subissoro vibrazioni. Non usare bagninaria con agitazione dell'acqua o altre sorgenti di vibrazione. Immergere le provette fino a superare il livello della miscela reagente, ma non inserirle troppo in profondità onde evitare di causare il galleggiamento o lo spostamento di liquidi e di particelle del supporto.
- Togliere, ad una ad una, le provette da saggio, leggendo i risultati individualmente. Non asciugare le provette mediante strofinamento, né scontrarle contro il lato del supporto durante la rimozione. Invertire la provetta con un movimento uniforme; non fermarsi a metà via durante l'inversione, a meno che non sia ovvio che il gel non si sia formato. Il risultato positivo dell'esame viene indicato dalla formazione di un gel che non collassa quando la provetta viene invertita.

#### Risultati ed interpretazione

- I campioni devono essere raccolti in modo asettico all'interno di contenitori apriogeni. Si raccomanda di utilizzare articoli di vetro già riutilizzati e deprogenati, o di polistirene sterile monouso, per minimizzare l'assorbimento di endotossina sulle superfici del contenitore. Non tutti i contenitori di plastica sono privi di endotossine percettibile ed alcune sostanze estraibili da alcuni tipi di materia plastica possono interferire con il LAL test. I contenitori (selezionati in modo idoneizzato all'interno di un lotto) possono essere risciacquati con biclore o filamenti fini a raggiungere un livello accettabile che non comporti una diluizione considerevole del campione in esame una volta che è stato regolato. Non alterare il pH della soluzione salina priva di tampono o dell'acqua.
- Sostanze che denaturano le proteine, rendono i cationi chelati, legano l'endotossina oppure alterano lo stato idrorepellente dell'endotossina, possono interferire con il risultato del test. E' possibile individuare una interferenza se si recupera una quantità considerevolmente maggiore o inferiore di endotossina rispetto al risultato di un campione di riferimento. Esaminare la quantità nota di endotossina standard (vedere la sezione "Limiti della procedura"). Nella maggior parte dei casi la diluizione del campione ridurrà la concentrazione e l'attività delle sostanze che interferiscono, garantendo tuttavia risultati validi del test. Controlli adeguati ed un metodo di diluizione vengono discussi nella sezione "Protocollo operativo".
- I campioni raccolti devono essere sottoposti prima all'esame. Si consiglia di congelare i campioni non sterili che vengono sottoposti a specifici test. Esaminare i campioni che si ritiene contengano una bassa concentrazione di endotossina (inferiore a 1 EU/mL) ai fini di individuare una perdita di endotossina durante la conservazione.

**Saggio di una serie di concentrazioni standard dell'endotossina**

Confermare la sensibilità del Pyrotell e qualificare il laboratorio oppure il tecnico eseguendo l'esame LAL su una serie conosciuta di concentrazioni di endotossina standard (1,2) che includa la sensibilità indicata sull'etichetta (ad esempio : 2λ, λ, 0,5λ, 0,25λ). Per questo esempio la sensibilità (λ) del Pyrotell è di 0,25 EU/mL:

<i><b>Concentrazione di endotossina</b></i>	<i><b>Risultato della prova</b></i>
0,5 EU/mL (2λ)	+
0,25 EU/mL (λ)	+
0,125 EU/mL (0,5λ)	-
0,06 EU/mL (0,25λ)	-
LRW (controllo negativo)	-

L'endpoint di questa prova viene definito dalla concentrazione minore di endotossina necessaria per ottenere un risultato positivo. La sensibilità indicata sull'etichetta del Pyrotell viene confermata se l'endpoint è λ, più o meno una diluizione al raddoppio. In questo esempio la concentrazione di endotossina nell'ultima provetta con risultato positivo nella serie è di 0,25 EU/mL o λ, perciò la sensibilità viene confermata. L'esame sarebbe valido (la sensibilità verrebbe dunque confermata) se l'endpoint fosse da 0,125 a 0,500 EU/mL (errore del metodo). Per questo un endpoint di 0,125 EU/mL, la concentrazione 0,06 EU/mL, deve essere presente nella serie degli standard e risultare negativa al test.

Quando la prova dell'endotossina viene replicata, la sensibilità viene espressa come media geometrica (GM) delle sensibilità individuali.

 
GM
=
antilog
(
∑
C
e
)

/

f


{\displaystyle }

dove Σe = somma dei logaritmi degli endpoints ed f = numero degli endpoints replicati.

Il **controllo negativo** LRW (acqua per LAL) deve dare un risultato negativo test. Se il controllo negativo coagula, significa che LRW, gli articoli di vetro o il Pyrotell sono contaminati. La miscela deve essere significante senza aumentare di viscosità. Particelle o precipitazioni flocculanti indicano che la concentrazione dell'endotossina è inferiore alla sensibilità del Pyrotell.

In mancanza della serie di concentrazioni dell'endotossina (1) si può includere nel test un controllo positivo. Il **controllo positivo** a 2λ è la concentrazione endotossinica di 0,5 EU/mL, nell'esempio suddetto. Se il controllo positivo dà un risultato negativo, la sensibilità del Pyrotell è inferiore al valore doppio della sensibilità etichettata e l'esame del campione risulta invalidato. La perdita della sensibilità potrebbe significare che il Pyrotell è deteriorato. L'endotossina ha perduto la potenza (spostata a causa dell'assorbimento sulla superficie del contenitore) oppure l'esame non è stato condotto in modo adeguato.

**Esempio di un saggio limite (accettato/respiro)**

E' possibile esaminare una concentrazione del campione con un Pyrotell a sensibilità dichiarata ed ottenere dei risultati in grado di determinare se il campione in esame presenta o meno una quantità superiore o inferiore di endotossina rispetto al suo limite. In questo esempio la concentrazione del campione è di 1 mg/mL e il suo limite predeterminedo o desiderato di endotossina è di 3 EU/mg (vedere la sezione "Limiti della procedura"). Il limite espresso in EU/mL,

 
(
3
E
U

/

m
g
)
(
1
m
g

/

m
L
)
=
3
E
U

/

m
L


{\displaystyle }

è maggiore della sensibilità del Pyrotell, 0,25 EU/mL; di conseguenza il campione deve essere diluito al fine di poter essere sottoposto a saggio limite. Stabilire la diluizione del campione che indicherà il buon esito del test (accettato), ossia < 3 EU/mL, oppure l'esto negativo (respiro), ≥ 3 EU/mL, dividendo il limite dell'endotossina misurato in EU/mL per la sensibilità del LAL:

 
3
E
U

/

m
L
:
0.25
E
U

/

m
L
=
12


{\displaystyle }

Miscelare una parte di campione con 11 parti di LRW allo scopo di raggiungere una diluizione 1:12 e si questa effettuare il test. Il risultato indicherà se il campione passa l'esame al limite di 3 EU/mL. I controlli positivi ed i residui sono inclusi nel test, assieme alla diluizione del campione al fine di finalimare i risultati falsi negativi.